V61

Der He-Ne-Laser

Jannis Speer Kevin Talits jannis.speer@tu-dortmund.de kevin.talits@tu-dortmund.de

Durchführung: 16.12.19 Abgabe: 20.01.20

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2	Theorie 2.1 Erzeugung von Laserlicht 2.2 Stabilität 2.3 Lasermoden	. 4
3	Durchführung	4
4		. 6 . 6 . 6 . 8 . 10
5	Diskussion	14

1 Ziel

Am Beispiel des Helium-Neon-Lasers sollen die grundlegenden Konzepte von Lasern erarbeitet werden. Diese umfassen deren Stabilität, transversale Moden, die Polaristaion des Laserlichts und der Wellenlänge

2 Theorie

Laserstrahlen sind elektromagnetische Wellen mit einer hohen Intensität. Sie sind stark monochromatisch und besitzen eine große Kohärenzlänge. In einer Laserapperatur, bestehend aus drei Hauptbestandteilen, werden diese erzeugt. Die drei Bestandteile sind ein aktives Medium und eine Pumpe die einen Strahl erzeugen, welcher durch zwei Spiegel, die den Resonator formen, total und teilreflektiert wird. Durch den öffteren Durchlauf durch das aktive Medium ist eine große Verstärkung möglich.

2.1 Erzeugung von Laserlicht

Die drei wichtigsten Wechselwirkungen sind die Absoption von Photonen, die spontane Emission und die stimmulierte Emission.

Bei der Absorption wird ein Photon von einem Atom absorbiert, womit ein Elektron in ein angeregtes Niveau gehoben wird. Seine Energie steigt und das Photon verschwindet. Dieser Prozess kann nur stattfinden, wenn $E_{\gamma} \geq \Delta E_{Niveau}$ gilt.

Die spontane Emission ist der typische Zerfall von angeregten Zuständen mit einer begrenzten Lebensdauer in Zustände mit einer niedrigeren Energie. Dabei wird ein Photon ausgesendet, dessen Energie der Energiedifferenz der Niveaus ΔE_{Niveau} entspricht.

Bei der stimmulierte Emission löst ein Photon mit der Energie der Energiedifferenz den Zerfall aus. Dabei wird ein dem einfallenden Photon in Richtung, Phase und Enerie gleiches Photon freigesetzt. Somit sind die beiden Photonen kohärent.

Nur der Mechanismus der stimmulierten Emission ermöglicht eine Verstärkung für kohärentes, monochromatisches Licht. Dafür muss eine Besetzungsinversion auftreten in den Niveaus des aktiven Mediums, indem ein Zustand, der größer als der Grundzustand ist, mehr als zur Hälfte gefüllt ist. Dies st nicht für ein Zweiniveausystem zu realisieren. Dort entspricht die Energie für Anregung der für die stimmulierte Emission und omit konkurrieren diese Prozesse. Somit ist ein System mit mindestens drei Niveaus nötig. Elektronen werden aus dem Grundzustand in einen hoch angeregten Zustand gehoben, welcher schnell durch spontane Emission in einen metastabilen Zustand zerfällt mit höherer Lebensdauer. Bei He-Ne-Laser geschiet dies durch Stöße zweiter Art zwischen den Helium- und Neonatomen. Nun können Photonen mit passender Energie die stimmulierte Emission auslösen, welche anfänglich aus der spontanen Emission des metastabilen Zustands kommen.

Durch die Spiegel werden die Photonen aus der stimmulierten Emission öfters durch das Medium geführt um eine lawinenartige Vervielfälltigung zu erzeugen.

2.2 Stabilität

Die Bedingung

$$0 \le g_1 g_2 \le 1 \tag{1}$$

muss für die Stabilitätsparameter $g_i=1-\frac{L}{r_i}$ gelten, damit der Resonator optisch stabil ist. L ist der Abstand beider Spiegel und r_i der Krümmungsradius. Bei einem stabilen Resonator sind die Verluste kleiner als die Verstärkung durch die stimmulierte Emission.

2.3 Lasermoden

Weil die Resonatorlänge L sehr groß zur Wellenlänge λ des Lasers ist, sind viele Moden möglich. Mit l und p werden die Knoten in x- und y-Richtung genannt. Die Eigenschwingungen werden als $\mathrm{TEM}_{l,p}$ bezeichnet, wobei die gaußförmige Grundmode $\mathrm{TEM}_{0,0}$ den größten Anteil am Modenspektrum besitzt, weil diese weniger Verluste als höhere Moden aufweist.

3 Durchführung

In Abbildung 1 ist der Aufbau des Versuchs zu sehen.




Abbildung 1: Aufabu mit wesentlichen Komponenten.

Für einen stabilen Laserstrahl ist die vorherige Justierung unabdinglich. Mit Hilfe des Justierungslasers werden die Spiegel so eingetsellt, dass der Laserstrahl mittig auf die Blende zurückfällt. Während der eigentlichen Messung ist der Justierungslaser ausgeschaltet.

Als erstes soll die Stabilitätsbedingung überprüft werden. Dazu wird eine Messreihe der Lichtintensität in Abhängigkeit von der Resonatorlänge mit einer Photodiode, welche die Intensität als Strom ausgibt, durchgeführt. Es werden zwei konkave Spiegel mit Krümmungsradius von $r_i=1,4\,\mathrm{m}$ genutzt. Während des Verschiebens der Spiegel ist eine Nechjustierung notwendig um den Laserstrahl mit maximaler Leistung aufrech zu erhalten.

Gleichzeitig wird die Schwebungsfrequenz vermessen. Dazu wird mit dem Spektrumanalysator jeweils das Fourierspektrum zur Resonatorlänge aufgenommen.

Danach werden die transversalen Moden untersucht. Durch eine Streulinse auf der optischen Schiene wird der aufgefächerte Laserstrahl auf die Photodiode projeziert. Die mit einer Skala versehene Diode kann nun die Intensitätsverteilung entlang der x-Achse aufnehmen. Weil die $\mathrm{TEM}_{0,0}$ Mode das Spektrum dominiert kann diese ohne weiteres vermessen werden. Für die $\mathrm{TEM}_{1,0}$ und $\mathrm{TEM}_{2,0}$ Moden wird die Stellung des Laserrohrs leicht verfälscht um diese sichtbar zu machen.

Im dritten Teil des Versuchs soll die Polarisation des Laserstrahls untersucht werden. Dazu wird ein Polarisationsfilter von 0 bis 180° im Strahlengang variiert und dahinter die Intensität gemessen.

Zuletzt soll die Wellenlänge durch Beugung an einem Gitter berechnet werden. Der Schirm, auf den projeziert wird, wird mit großem Abstand zum Gitter aufgestellt. Für eine höhere Genauigkeit wird der Abstand soweit erhöt, dass nur noch das nullte und jeweils erste Maximum auf jeder Seite sichtbar ist. Der Abstand der beiden ersten Maxima vom nullten Maximum, der Abstand von Gitter und Schirm, sowie die Gitterkonstante wird für zwei Verschiedene Gitter aufgeschrieben.

4 Auswertung

4.1 Stabilitätsbedingung

Der Laser ist stabil, wenn Gleichung (1) mit den Stabilitätsparametern $g_i=1-\frac{L}{r_i}$ gilt. Theoretisch kann die Stabilität für drei verschiedene Spiegelanordnungen überprüft werden, diese sind graphisch in Abbildung 2 dargestellt. Experimentell konnte nur die Stabilitätsbedingung für Anordnung 1 überprüft werden. Der maximal gemessene Abstand der Resonatorspiegel beträgt $L=134\,\mathrm{cm}$.




Abbildung 2: Theoretische Stabilitätsbedingungen für die drei Anordnungen.

4.2 Transversale Moden

4.2.1 TEM₀₀-Mode

In Tabelle 1 sind die Messwerte der ${\rm TEM_{00}}$ -Mode eingetragen und in Abbildung 3 graphisch dargestellt. Es wird eine Ausgleichsrechnung der Form

$$I(r) = a \cdot \exp\left(-2\frac{(r-b)^2}{c^2}\right) \tag{2}$$

durchgeführt. Es ergeben sich die Parameter:

$$a = (7.04 \pm 0.06) \,\mu\text{A}$$

 $b = (3.26 \pm 0.03) \,\text{mm}$
 $c = (5.92 \pm 0.06) \,\text{mm}$


4.2.2 TEM_{01} -Mode

Für die $\mathrm{TEM}_{01}\text{-}\mathrm{Mode}$ wird die Ausgleichsfunktion wie folgt abgewandelt:

$$I(r) = a \cdot \frac{4(r-b)^2}{c^2} \cdot \exp\left(-2\frac{(r-b)^2}{c^2}\right)$$
 (3)

Tabelle 1: Die gemessene Stromstärke I entlang der Horizontalen der ${\rm TEM_{00}}$ -Mode in Abhängigkeit vom Abstand r.

r in mm	$I(r)$ in $\upmu{\rm A}$	r in mm	I(r)in µA
12	0,1	2	6,52
11	$0,\!27$	1	5,49
10	$0,\!58$	0	3,81
9	1,08	-1	2,36
8	1,83	-2	1,45
7	$3,\!17$	-3	0,76
6	4,7	-4	$0,\!39$
5	$5,\!93$	-5	$0,\!16$
4	$6,\!87$	-6	$0,\!05$
3	6,75		



 ${\bf Abbildung}$ 3: Intensitätsverteilung der ${\rm TEM}_{00}\text{-Mode}.$

Die Messdaten sind in Tabelle 2 aufgelistet. In Abbildung 4 ist das Ergebnis der Ausgleichsrechnung zu sehen. Es ergeben sich die Parameter:

$$a = (3.21 \pm 0.09) \, \mu \mathrm{A}$$

$$b = (3.33 \pm 0.08) \, \mathrm{mm}$$

$$c = (6.25 \pm 0.11) \, \mathrm{mm}$$




Abbildung 4: Intensitätsverteilung der $\mathrm{TEM}_{01}\text{-}\mathrm{Mode}.$

4.2.3 TEM_{02} -Mode

Für die TEM_{02} -Mode wird die Ausgleichsfunktion erneut angepasst:

$$I(r) = a \cdot \left(\frac{8(r-b)^2}{c^2} - 2\right)^2 \cdot \exp\left(-2\frac{(r-b)^2}{c^2}\right)$$
 (4)

Mit den Messdaten aus Tabelle 3 wird die Ausgleichsrechnung durchgeführt. Diese liefert die Parameter:

$$a = (0.069 \pm 0.004) \,\mu\text{A}$$

 $b = (2.57 \pm 0.15) \,\text{mm}$
 $c = (6.46 \pm 0.16) \,\text{mm}$

In Abbildung 5 ist das Ergebnis dargestellt.

Tabelle 2: Die gemessene Stromstärke I entlang der Horizontalen der TEM_{01} -Mode in Abhängigkeit vom Abstand r.

r in mm	$I(r)$ in μA	r in mm	$I(r)$ in μA
14	0,06	2	0,86
13	$0,\!13$	1	1,45
12	$0,\!39$	0	2,18
11	$0,\!87$	-1	2,39
10	1,38	-2	2,54
9	1,72	-3	1,98
8	2,2	-4	1,25
7	2,1	-5	0,7
6	1,45	-6	0,31
5	$0,\!67$	-7	0,18
4	0,04	-8	0,1
3	0,21	-9	0,05




Abbildung 5: Intensitätsverteilung der $\mathrm{TEM}_{02}\text{-}\mathrm{Mode}.$

Tabelle 3: Die gemessene Stromstärke I entlang der Horizontalen der TEM_{02} -Mode in Abhängigkeit vom Abstand r.

r in mm	$I(r)$ in μA	r in mm	$I(r)$ in μA
14	0,04	1	0,12
13	$0,\!11$	0	0,04
12	$0,\!16$	-1	0,018
11	$0,\!22$	-2	0,09
10	$0,\!27$	-3	$0,\!35$
9	$0,\!25$	-4	$0,\!47$
8	0,18	-5	$0,\!45$
7	$0,\!07$	-6	$0,\!36$
6	0,01	-7	$0,\!29$
5	$0,\!05$	-8	$0,\!19$
4	$0,\!16$	-9	0,09
3	$0,\!21$	-10	0,04
2	0,19		

4.3 Polarisation

Es wird die Polarisation des Lasers untersucht. Dafür wird die Intensität des Lasers bei verschiedenen Polarisationswinkeln gemessen. Die Werte sind in Tabelle 4 eingetragen und in Abbildung 6 graphisch dargestellt. Es wird eine Ausgleichsrechnung der Form

$$I(\varphi) = I_0 \cos^2(\varphi + \varphi_0) \tag{5}$$

durchgeführt. Diese liefert die Parameter:

$$I_0 = (149,42 \pm 2,12) \,\mu\text{A}$$

 $\varphi_0 = (-78,33 \pm 0,01) \,\text{rad}$

4.4 Multimodenuntersuchung

Es werden die Frequenzen f der longitudinalen Moden für verschiedene Resonatorlängen vermessen und die mittlere Frequenzdifferenz Δf berechnet. Die Werte sind in Tabelle 5 eingetragen. Theoretisch ist folgender Zusammenhang zu erwarten mit der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c_0 :

$$\Delta \lambda = \frac{c_0}{\Delta f} = 2L \tag{6}$$

Eine Ausgleichsrechnung der Form $\Delta \lambda(L) = a \cdot L$ liefert:

$$a = 2.016 \pm 0.003$$




Abbildung 6: Abhängigkeit der Intensität vom Polarisationswinkel.

Tabelle 4: Polarisationswinkel φ und Stromstärke I.

φ in Grad	in Grad $I(\varphi)$ in μA		$I(\varphi)$ in μA
0	138	100	18
10	126	110	35
20	104	120	63
30	80	130	82
40	59	140	120
50	32	150	142
60	14	160	163
70	3	170	148
80	0.3	180	140
90	5		

Die Abhängigkeit der Frequenzdifferenzen von der Resonatorlänge ist in Abbildung 7 dargestellt.

Tabelle 5: Die gemessenen Frequenzen und mittleren Frequenzdifferenzen für verschiedene Resonatorlängen.

L in cm		Frequenzen f in MHz					Δf in MHz
87	173	341	510	683	851	1020	169
91	165	326	491	653	818	979	163
96.5	158	311	465	619	773	926	154
105.7	143	281	424	563	705	844	140
114	131	263	394	525	656	784	131
121.3	124	248	371	495	615	739	123
128	116	233	349	469	585	701	117
134	113	225	334	446	555	668	111

Durch den Dopplereffekt kommt es zur Verbreiterung der Spektrallinien. Dieser Effekt wird Doppler-Verbreiterung genannt und durch die Halbwertsbreite δf beschrieben.

$$\delta f = \frac{f_0}{c} \sqrt{\frac{8k_b T \ln(2)}{m}} \tag{7}$$

Mit der Neonatommasse von m=20,18 u, einer Tempetatur von T=300 K und für die rote Linie mit $\lambda=632,8$ nm beträgt die Halbwertsbreite:

$$\delta f \approx 1300 \, \mathrm{MHz}$$

Der Laser läuft im Multimodenbetrieb, wenn die Halbwertsbreite δf ein Vielfaches der Frequenzabstände Δf zwischen den einzelnen Moden ist.

4.5 Wellenlänge

Die Wellenlänge des Lasers kann mithilfe der Formel

$$\lambda = \frac{\sin\left(\tan\left(\frac{d_n}{L}\right)\right)}{q \cdot n} \tag{8}$$

bestimmt werden. Dabei ist L der Abstand zwischen Gitter und Schirm, d_n der Abstand des n-ten Nebenmaxima vom Hauptmaxima und g die Gitterkosntante. Die Messwerte und Ergebnisse sind in Tablle 6 aufgeführt. Für die Wellenlänge ergibt sich so ein Mittelwert von $(631,29\pm5,39)$ nm.




Abbildung 7: Die gemessenen Differenzen $\varDelta\lambda$ in Abhängigkeit der Resonatorlänge L.

Tabelle 6: Die Ordnung n der Nebenmaxima, ihr Abstand d_n zum Hauptmaximum, sowie die berechnete Wellenlänge λ für verschiedene L und g.

Gitterkosntante g	L in cm	Ordnung	Abstand d_n in cm	Wellenlänge λ in nm
100 Linien/mm	88,5	1	5,55	627,53
		1	5,6	633,19
80 Linien/mm	90	1	$4,\!5$	$625,\!26$
		1	4,6	$639,\!17$

5 Diskussion

Da die Lasertätigkeit sehr empfindlich auf kleinste Verrückungen des Aufbaus reagiert, konnte nur für eine Spiegelanordnung ein Laserstrahl aufgebaut werden. Die für diese Anordnung gemessene maximale Resonatorlänge von 134 cm liegt relativ nah an der Resonatorlänge von 140 cm, die die untere Schranke der Stabilitätsbedingung gerade noch erfüllt.

Für die Grundmode TEM_{00} lassen sich die Messwerte mit sehr geringen Unsicherheiten durch die Theoriekurve beschreiben. Die Vermessung der Moden TEM_{01} und TEM_{02} zeigen jedoch eine starke Asymmetrie auf, welche durch die angenommene Theoriekurven der Intensitäten nicht beschrieben werden. Dies könnte auf eine ungenaue Projektion der einzlenen Moden zurückzuführen sein, die neben der gewünschten Mode weitere ungwollte Moden enthält.

Für die Polarisation wird eine Periodizität von 2π erwartet, das Licht ist also linear polarisiert. Die Messung bestätigt diese Annahme. Bei der Vermessung der transversalen Moden und der Polarisation stellt die Fluktuation der Laserintensität eine Fehlerquelle dar. Diese wird durch Verrückungen am Aufbau, sowie das nicht vollständig konstante Restlicht im Versuchsraum hervorgerufen. Durch das Wechseln der Größenordnungen des Ampermeters können weitere systematische Fehler aufgetreten sein.

Für die drei vermessenen Resonatorlängen liegen die mittleren Frequenzdifferenzen im MHz Bereich. Damit liegen die Abstäde der Moden weit unterhalb der Aufweitung der Frequenzen durch den Dopplereffekt, welcher im GHz bereich liegt. Die longitudinalen Moden treten als Schwebung im Multimodenbetrieb des Lasers auf. Der lineare Zusammenhang zwischen Resonatorlänge und Wellenlängendifferenz konnte gezeigt werden.

Die mit dem Experiment bestimmte Wellenlänge ist $\lambda=631,29\pm5,39$ nm. Die theoretische Wellenlänge ist $\lambda=632,8$ nm. Damit passt die bestimmte Wellenlänge im Bereich der Fehlertoleranz zum Theoriewert. Als mögliche Fehlerquelle kommt die Vermessung der Abstände L und d_n in Frage und in Verbindung damit die ungenaue Auflösung der Nebenmaxima der Intensität.